

Method of use:
Sposób użycia:
Metode til anvendelse:
Istruzioni per l' uso:
Anwendungsweise:



EN / Please read the instructions before use:

1. Place the mask so it creates a seal around your mouth and nose.
 2. Put the loops behind your ears and check if the mask covers your mouth and nose.
 3. Press with two fingers on the metal strip to adjust to your nose ridge.
- When removing the mask, pull by the earloops and avoid touching the mask itself.
Afterwards, wash or disinfect your hands.
Mask should be disposed after use.

PL/ Przed użyciem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi produktu:

1. Umieść maskę tak, aby w szczelny sposób zakryła usta i nos.
2. Załóż gumki na uszy, sprawdź czy maska zakrywa usta oraz nos.
3. Naciśnij dwoma palcami metalowy element, aby dopasować go do kształtu nosa.

Po użyciu zdejmij maskę z twarzy, chwytając ją za gumki bez dotykania maski, a następnie dokładnie umyj ręce.

Po użyciu maskę należy wyrzucić.

Ważne: Maska zachowuje skuteczność ochrony tylko w przypadku stosowania na gładkiej, ogolonej twarzy. Nie zaleca się stosowania dużej ilości makijażu (podkładu) w trakcie noszenia maseczki ochronnej. Nie wolno prac. Maska może być używana przez jedną osobę, maksymalnie przez jedną zmianę roboczą (wyłączając uszkodzenia mechaniczne). Maskę należy wyrzucić razem z niesortowanymi odpadami. W przypadku kwarantanny lub trwającej choroby należy przed wyrzuceniem maski zamknąć ją starannie w worku.

Możliwość użytkowania maski w zakresie temperaturowym +40°C-- -20°C.

IT/ Leggere attentamente le istruzioni prima dell' uso:

1. Posizionare la Maschera e premere intorno al naso ed alla bocca per assicurare una corretta tenuta.
 2. Agganciare l' elastico alle orecchie verificando che la maschera copra accuratamente bocca e naso.
 3. Utilizzando la pressione delle dita, modellare il filo metallico intorno al naso.
- Dopo l'uso rimuovere la maschera dal Viso prendendola per gli elastici senza toccare la maschera e successivamente lavarsi accuratamente le mani.

La maschera non può essere ri-utilizzata.

Importante: Non utilizzare in presenza di barba, baffi o lunghe basette che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi. E' sconsigliato l' uso del Trucco, fondotinta e makeup in genere, quando si indossa la Maschera. La maschera non è lavabile. La maschera è monouso, non può essere riutilizzata o indossata da più persone. La maschera va smaltita tra i rifiuti indifferenziati; in caso di quarantena o positività è d'obbligo chiuderla prima in un sacchetto accuratamente. La maschera può essere utilizzata a temperature comprese fra +40°C e -20°C.

Important: The mask is only effective when used on a smooth, shaved faced.

It is not advised to use heavy makeup (foundation) while wearing the mask.

Do not wash. The mask can be used by one person for up to 1 work shift (excluding any mechanical damages). The mask should be disposed of in mixed garbage, if the user is under quarantine or is undergoing an illness the mask should be wrapped in plastic bag before disposal.

The mask can be used in a temperature range between - +40°C and -20°C.

DK/ Læs instruktionerne inden brug:

1. Placer masken så den er tæt omkring din mund og næse.
2. Læg elastikken bag dine ører og kontroller at masken dækker din mund og næse.
3. Tryk med to fingre på metalstrimlen for at tilpasse din næseryg.

Når du fjerner masken, skal du trække i elastikkerne og undgå at røre ved selve masken. Derefter skal du vaske eller desinficere dine hænder.

Masken bør afskaffes efter brug.

Vigtigt: Masken er kun effektiv, når den anvendes på et glat, barberet ansigt.

Det tilrådes ikke at bruge kraftig makeup (foundation), mens man bærer masken.

Må ikke vaskes. Masken kan bruges af en person i op til 1 arbejdsshift (ekskl. evt. skader). Masken skal bortskaffes i blandet affald. Hvis brugeren er i karantæne eller er under sygdom, skal masken pakkes ind i plastikpose før bortskaffelse. Masken er et engangs produkt og må ikke genanvendes da du dermed forøger risikoen for at smitte dig selv og andre.

Masken kan bruges i et temperaturinterval mellem +40°C og -20°C.

DE / Vor Gebrauch machen Sie sich mit den Produktinformationen bekannt:

1. Die Maske so aufsetzen, dass sie Mund und Nase dicht bedeckt.
2. Gummis an Ohren aufsetzen und prüfen, ob die Maske Mund und Nase bedeckt.
3. Mit zwei Fingern auf das Metallelement drücken, um es an die Form der Nase anzupassen.

Nach Gebrauch die Gesichtsmaske, ohne sie mit Händen zu berühren, abnehmen, indem die Gummis gegriffen werden. Dann die Hände genau waschen.

Nach Gebrauch ist die Maske zu entsorgen.

Wichtig: Die Maske ist wirkungsvoll nur dann, wenn das Gesicht glatt und rasiert ist. Es wird nicht empfohlen, große Mengen von Make-up (Grundlage) beim Tragen der Schutzmaske zu verwenden. Sie darf nicht gewaschen werden. Die Maske darf nur von einer Person maximal während nur einer Arbeitsschicht verwendet werden (mechanische Schäden inbegriffen). Die Maske ist zusammen mit ungetrenntem Müll zu entsorgen. Bei Quarantäne oder anhaltender Krankheit ist sie zuerst genau im Sack zu verschließen. Die Maske ist in dem Temperaturbereich +40°C-- -20°C zu verwenden.